



# kampanijos / 20.01.– 19.06.2020.



1 lempa = 2 kompozitinės medžiagos ir surišėjai

PIRKITE 12 x G-ænial švirkstų (laisvas spalvų pasirinkimas) ir G-Premio BOND 5ml papildymą ir GAUKITE D-Light Duo LED nemokamai



PIRKITE 14 x Gradia Direct švirkstų (laisvas spalvų pasirinkimas) ir G-Premio BOND 5ml papildymą ir GAUKITE D-Light Duo LED nemokamai



## G-ænial

## GC cementai kapsulėse

PIRKITE 5 x G-ænial švirkstų (laisvas spalvų pasirinkimas) ir GAUKITE D-Light Duo LED arba D-Light Pro bateriją nemokamai

PIRKITE 5 x pakuočių GC medžiagų kapsulėse (po 50 kaps., laisvas spalvų pasirinkimas) ir GAUKITE Silvermix nemokamai

Kapsulinės medžiagų versijos: EQUIA Forte, EQUIA Forte HT, Fuji Triage (rausva ir balta), G-Cem, Fuji IX GP, Fuji IX GP Extra, Fuji IX GP Fast, Fuji II LC, Fuji Plus, Fuji Ortho LC, Fuji I



## D-Light PRO LED polimerizacijos lempa

### D-Light Duo un D-Light PRO lempos palyginimas

	D-Light DUO	D-Light PRO
Dvigubas bangos ilgis	TAIP	TAIP
Lengva, nedidelė	TAIP	TAIP
Maksimali galia	1250mW/cm <sup>2</sup>	1400mW/cm <sup>2</sup>
Akumulatoriai	1 akumulatorius	2 akumulatoriai
Darbo režimai	1 polimerizacinis režimas	2 polimerizaciniai režimai 1 diagnostinis režimas
Įkroviklio tipas	Plug-in kištukas	Aluse peal 2-e aku laadimsvõimalus
Radiometras	NE	TAIP
Autoklavuojama	NE	TAIP

D-Light Pro iš GC Elegantiška ir ergonomiška, didelės galios dviejų spindulių LED kietinimo lempa su trimis programomis, „D-Light PRO“ ne tik efektyviai polimerizuoja, bet ir padeda vizualizuoti bakterijų veiklą.

## Daugiau nei tiesiog polimerizacijos lempa!

### KIETINKITE

Didelio galingumo kietinimo režimas (HP) su 20 sekundžių ilgio kietinimo intervalais, 1400mW/cm<sup>2</sup> galingumu ir dvigubu bangos ilgiu, garantuoja visų šviesoje kietėjančių medžiagų polimerizaciją.

### NUSTATYKITE

D-Light Pro turi unikalų diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja tik arti ultravioletinės šviesos bangos ilgio esantį UV spektrą. Šis violetinės šviesos režimas veikia ištiesiniais 60 sekundžių ilgio ciklais ir dažnai leidžia pastebėti įprasta akimi nematomus dalykus: nuo infekuoto dentino ir apnašo, iki senų kompozicinių restauracijų mikropralaidumo.

### NUSTATYKITE

D-Light Pro turi unikalų diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja tik arti ultravioletinės šviesos bangos ilgio esantį UV spektrą. Šis violetinės šviesos režimas veikia ištiesiniais 60 sekundžių ilgio ciklais ir dažnai leidžia pastebėti įprasta akimi nematomus dalykus: nuo infekuoto dentino ir apnašo, iki senų kompozicinių restauracijų mikropralaidumo.

PERKANT D-Light PRO polimerizacijos lempą DOVANA 3 x Premio Bond 5ml ir 2 x G-ænial Universal Injectable švirkštai

**Speciali kaina - 949Eur + PVM**  
**Dovanos vertė 200Eur**

Sekite mus:



Since 1921  
Towards Century of Health



Realaus dydžio lempos pavyzdys

Realaus dydžio lempos pavyzdys



Visą informaciją, konsultaciją, susipažinti su medžiagų pavyzdžiais ir pamatyti GC medžiagų veikimą galima susisiekius su konsultantu Žilvinas Žickus, mob.tel.:+370 65 249 729; el.adresas: zilvinas.zickus@gc.dental

Jūsų užsakymus priims sertifikuotos įmonės-tiekėjai:



Tel. +370 37 337700  
Fax. +370 37 337705