

INTRA galvutė L68	INTRA galvutė L68 B	INTRA galvutė L67	INTRA galvutė 66L B
<ul style="list-style-type: none"> • Perdavimo santykis 1:1 • Skirta kampinių antgalių grąžteliams • Su įtempimo mygtuku, nuolaužų nukreipimo diskeliu ir sustiprinta sugriebimo sistema • Ėduonies pašalinimui; ertmės dugno paruošimui; rotaciniam šaknų kanalų paruošimui, pvz., naudojant NiTi failus • Idealiai tinka endodontiniam naudojimui kartu su KaVo MASTERmatic M20 L ir ESTETICA E80/E70/E50, turinčiomis endodontinę funkciją • Didžiausias darbinis greitis 40 000 aps/min. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdavimo santykis 1:1 • Skirta kampinių antgalių grąžteliams ir šaknų kanalų instrumentams • Grąžtelis fiksuojamas mygtuko pagalba • Ėduonies pašalinimas; ertmės dugno paruošimas; rotacinis šaknų kanalų paruošimas, pvz., naudojant NiTi failus • Idealiai tinka endodontiniam naudojimui kartu su KaVo MASTERmatic M20 L ir ESTETICA E80/E70/E50, turinčiais endodontinę funkciją • Darbinis greitis 100 - 40,000 aps/min. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdavimo santykis 1:1 • Skirta kampinių antgalių grąžteliams • Su įtempimo mygtuku, nuolaužų nukreipimo diskeliu ir sustiprinta sugriebimo sistema • Padidinta sukimo galia palyginus su L68 galvute • Ėduonies medžiagos pašalinimas; ertmės dugno paruošimas • Skirta šaknų kanalų instrumentams, Ø 2,35 mm • Didžiausias darbinis greitis 20,000 aps/min. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdavimo santykis 3:1 • Skirta kampinių antgalių grąžteliams ir šaknų kanalų instrumentams • Grąžtelis fiksuojamas mygtuko pagalba • Ėduonies pašalinimas; ertmės dugno paruošimas; rotacinis šaknų kanalų paruošimas, pvz., naudojant NiTi failus • Idealiai tinka endodontiniam naudojimui kartu su KaVo MASTERmatic M20 L ir ESTETICA E80/E70/E50, turinčiais endodontinę funkciją • Darbinis greitis 35 – 13,300 rpm
			