

MINIMALIAI INVAZINIAI

Svarbi informacija apie medžiagos numerius:

XX: SONICflex antgaliukas 2003/2000 (ilgas sriegis)
XXA: SONICflex antgaliukas 2008 (trumpas sriegis)

SONICflex Micro antgaliukas Nr. 30 / 30A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti
Forma: mažo pusrutulio formos, **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 30 0.571.6811
Mikro antgaliukas Nr. 30A 1.006.1969

SONICflex Micro antgaliukas Nr. 33 / 33A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti
Forma: didelio pusrutulio formos, **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 33 Mikro antgaliukas Nr. 33A 0.571.6821
1.006.1975

SONICflex Micro antgaliukas Nr. 31 / 31A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti
Forma: mažo pusrutulio formos, **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 31 0.571.6801
Mikro antgaliukas Nr. 31A 1.006.1971

SONICflex Bevel antgaliukas Nr. 58 / 58A


Procedūra: aproksimalinių ertmės kraštų pašalinimui
Forma: **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Bevel antgaliukas Nr. 58 0.571.7392
Bevel antgaliukas Nr. 58A 1.006.1988

SONICflex Micro antgaliukas Nr. 32 / 32A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti
Forma: didelio pusrutulio formos, **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 32 0.571.6831
Mikro antgaliukas Nr. 32A 1.006.1973

SONICflex Bevel antgaliukas Nr. 59 / 59A

Procedūra: aproksimalinių ertmės kraštų pašalinimui
Forma: **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Bevel antgaliukas Nr. 59 0.571.7382
Bevel antgaliukas Nr. 59A 1.006.1990