

# MINIMALIAI INVAZINIAI

Svarbi informacija apie medžiagos numerius:

XX: SONICflex antgaliukas 2003/2000 (ilgas sriegis)  
XXA: SONICflex antgaliukas 2008 (trumpas sriegis)

## SONICflex Micro antgaliukas Nr. 30 / 30A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti  
Forma: mažo pusrutulio formos, **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 30 0.571.6811  
Mikro antgaliukas Nr. 30A 1.006.1969

## SONICflex Micro antgaliukas Nr. 33 / 33A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti  
Forma: didelio pusrutulio formos, **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 33 Mikro 0.571.6821  
antgaliukas Nr. 33A 1.006.1975

## SONICflex Micro antgaliukas Nr. 31 / 31A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti  
Forma: mažo pusrutulio formos, **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 31 0.571.6801  
Mikro antgaliukas Nr. 31A 1.006.1971

## SONICflex Bevel antgaliukas Nr. 58 / 58A

Procedūra: apksimalinių ertmės kraštų pašalinimui  
Forma: **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Bevel antgaliukas Nr. 58 0.571.7392  
Bevel antgaliukas Nr. 58A 1.006.1988

## SONICflex Micro antgaliukas Nr. 32 / 32A

Procedūra: minimaliai invazinė procedūra, skirta pradiniam ėduoniui gydyti  
Forma: didelio pusrutulio formos, **mezialinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Mikro antgaliukas Nr. 32 0.571.6831  
Mikro antgaliukas Nr. 32A 1.006.1973

## SONICflex Bevel antgaliukas Nr. 59 / 59A

Procedūra: apksimalinių ertmės kraštų pašalinimui  
Forma: **distalinis**, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris: Bevel antgaliukas Nr. 59 0.571.7382  
Bevel antgaliukas Nr. 59A 1.006.1990

#### SONICflex Cariex antgaliukas 0.8 Nr. 42 / 42A

Procedūra: ultrakonservatyvus, sonoabrazyvinis dantų ėduonies šalinimas,

Forma: smulkus sferinės formos,  $\varnothing$  0,8 mm, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris:

Cariex D antgaliukas Nr. 42 1.000.7105  
Cariex D antgaliukas Nr. 42A 1.006.1980

#### SONICflex Cariex antgaliukas 1.0 Nr. 71 / 71A

Procedūra: kontroliuojamas ėduonies pažeistų audinių pašalinimas sluoksniu po sluoksniu

Forma: sferinės formos,  $\varnothing$  1,0 mm, kietas metalas



Užsakymo numeris:

Cariex TC antgaliukas Nr. 71 1.000.7362  
Cariex D antgaliukas Nr. 71A 1.006.2002

#### SONICflex Cariex antgaliukas 1.2 Nr. 43 / 43A

Procedūra: ultrakonservatyvus, sonoabrazyvinis dantų ėduonies šalinimas,

Forma: smulkus sferinės formos,  $\varnothing$  1,2 mm, deimantinė danga D46



Užsakymo numeris:

Cariex D antgaliukas Nr. 43 1.000.7167  
Cariex D antgaliukas Nr. 43A 1.006.1981

#### SONICflex Cariex antgaliukas 1.4 Nr. 72 / 72A

Procedūra: kontroliuojamas ėduonies pažeistų audinių pašalinimas sluoksniu po sluoksniu

Forma: sferinės formos,  $\varnothing$  1,4 mm, kietas metalas



Užsakymo numeris:

Cariex TC antgaliukas Nr. 72 1.000.7363  
Cariex D antgaliukas Nr. 72A 1.006.2004