

ONE FUTURABOND FOR ALL CASES!



Futurabond® U

UNIVERSALUS, DVIKUBO KIETĖJIMO, HIDROFILINIS – TOLERUOJAMTIS DRĖGMĖ (GERAS SUKIBIMAS TIEK SU DRĖGNU, TIEK SU SAUSU DENTINU), PRAKTIŠKOSE VIENKARTINĖSE DOZĖSE SURIŠĖJAS

Privalumai:

- Taupus: dirbant su šviesa kietinamais kompozitais nieko nereikia maišyti ar aktyvuoti
- Labai geras sukibimas prie netiesioginių restauracijų paviršių (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikos bei metalų) be papildomo aplikavimo praimeriu
- Tinkamas pilno ėsdinimo, savaiminio ėsdinimo ir pasirinktinio ėsdinimo technikoms
- Dėl naujos monomerų technologijos dentino perėsdinimas yra neįmanomas – nėra pooperacinio jautrumo
- Vieno žingsnio, vieno sluoksnio – darbo laikas tik 35 sek.

Indikacijos:

- Visų ertmių klasių tiesioginių, netiesioginių restauracijų adhezijai
- Savaimine ėsdinantis, pasirinktinio ėsdinimo arba pilno ėsdinimo
- Jautrių dantų kaklelių gydymui
- Sumažina pooperacinį jautrumą
- Apsauginis lakas stiklo jonomerinių cementų restauracijoms
- Šaknių kaiščių cementavimui su dvigubo kietėjimo ar savaiminio kietėjimo cementavimo kompozitais
- Intraoralinėms restauracijų pataisoms be papildomo praimerio: keraminėms laminatėms, pilnos keramikos restauracijoms

1572 Futurabond U/SD (200 vnt.)

1571 Futurabond U/SD (50 vnt.)

1574 Futurabond U trial pack (20 vienkartinė dozių + 2 ml švirkštas VOCOCID ėsdinimo gelio)

